





1-855-TylekMD (898-3563)  Tylek Medical Inc. 8904 Beckett Rd., West Chester, OH 45609, US www.tylekmedical.com			
			

Description

TVAC is a compact, single-use, manual suction device intended for clearing mucus, blood, vomitus and other foreign substances from the upper airway. As TVAC is manually operated it is not dependent on batteries or any other external power source. The TVAC is made of rigid plastic suction tube, a suction bulb and a collection bag with disposable liquids. Backflow of aspirated contents is prevented by one-way valves. Its rugged construction allows TVAC to be stored for extended periods of time and instantly made ready for use. Product does NOT contain Natural Rubber Latex.

Caution

TVAC should only be used by personnel who have received proper training on procedures for suctioning an oral airway. Improper use of TVAC could cause injury. Use TVAC as directed by your EMS authority or by a physician. TVAC is NOT designed to be used on children under age eight.

Instructions For Trained Medical

- Remove TVAC from its package. Keep the package nearby and available for use as the disposal package.
- Grasp the bulb with one hand and the suction tube with the other. IMPORTANT: Pull out the suction tube until it is fully extended.
- Use finger sweeps to remove foreign matter from the patient's airway.
- Grasp the suction bulb and squeeze it firmly.
- Keep the bulb in the fully squeezed position as you insert the suction tube into the back of the patient's throat. Be careful not to insert the tube farther than you can see.
- Release the already-squeezed bulb, enabling it to remove liquid in the patient's airway.
- Continue to squeeze and release the bulb to remove all liquids into the collection bag. A one-way valve will prevent backflow of collection fluids.
- Once the patient's airway is cleared with TVAC, take any other necessary steps to maintain the cleared airway.
- Se disposal section to properly dispose of device.
- NOTE: Any serious incidents that occur in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the competent authority in which the user/patient is established.

Body Substance Isolation Alert

Use of this product may result in your contact with contaminated body fluids. Use appropriate body substance isolation measures along with personal protection measures such as gloves and eye protection in order to prevent contact with contaminated fluids.

Disposal

TVAC is for single-use only. It is not re-usable and is designed for disposal after use. Do not try to clean or reuse this device. It may be used once, and then must be properly disposed. Dispose of TVAC in a way that assures body substance isolation of potentially infectious substances. To dispose of TVAC, push the tube back into the bulb far enough so that the unit and contained fluids will fit into the original package. Seal the original package with its snap-and-peel feature. Remove the peel-away label on the package to expose the BIOHAZARD label underneath. Dispose of per your local biohazard waste regulations.

Storage

This device should be kept dry and stored in temperatures between 10° F and 140° F.

Limited Warranty

The products and components contained in this package are medical devices intended solely for use by appropriately trained healthcare professionals. Tylek Medical Inc. warrants that the products and components are free from defects in material and workmanship and fit solely for use as medical devices for the specific purpose described in the manual by trained healthcare professionals for a period of 12 months from the date of shipment by Tylek Medical Inc. Any use of the products or components beyond the use the products or components would void any limited warranty. EXCEPT AS SET FORTH HEREIN, TYLEK MEDICAL INC. MAKES NO OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, REGARDING THE PRODUCTS OR COMPONENTS AND SPECIFICALLY DISCLAIMS THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. This item sold and to be used strictly per terms and conditions at www.tylekmedical.com.

China

			
+1-855-TylekMD (898-3563)  Tylek Medical Inc. 8904 Beckett Rd., West Chester, OH 45609, US www.tylekmedical.com			
			

Description

Le TVAC est un aspirateur manuel compact à usage unique destiné à nettoyer le mucus, le sang, les vomissements et d'autres substances étrangères des voies respiratoires supérieures. Comme le TVAC est actionné manuellement, il ne dépend pas de piles ou de toute autre source d'alimentation externe. Le TVAC est composé d'un tube d'aspiration en plastique rigide, d'une poire d'aspiration et un sac de collecte des liquides aspirés. Le reflux du contenu aspiré est empêché par des valves à sens unique. Grâce à sa construction robuste le TVAC peut être stocké pendant de longues périodes et être instantanément prêt à l'emploi. Le produit ne contient PAS de latex de caoutchouc naturel.

Mises en garde

Le TVAC ne doit être utilisé que par le personnel ayant reçu une formation adéquate sur les procédures d'aspiration des voies respiratoires orales. Une utilisation incorrecte du TVAC peut provoquer des blessures. Utilisez le TVAC comme indiqué par le SAMU local ou par un médecin. Le TVAC n'est PAS conçu pour être utilisé chez des enfants de moins de huit ans.

Mode d'emploi pour le personnel médical formé

- Surtout le TVAC de son emballage. Gardez l'emballage à proximité et disponible pour l'utiliser comme emballage de mise au rebut.
- Saisissez la poire d'une main et le tube d'aspiration de l'autre. IMPORTANT: tirez sur le tube d'aspiration jusqu'à ce qu'il soit complètement déplié.
- Retenez les corps étrangers des voies respiratoires du patient en l'écartant avec les doigts.
- Saisissez la poire d'aspiration et compressez-la fermement.
- Maintenez la poire en position complètement comprimée pendant que vous introduisez le tube d'aspiration dans le fond de la gorge du patient, en veillant à ne pas introduire le tube plus loin que ce que vous pouvez voir.
- Relâchez la poire comprimée afin d'aspirer le liquide présent dans les voies respiratoires du patient.
- Continuez à comprimer et à relâcher la poire pour évacuer tous le liquide dans le sac de collecte. Une valve à sens unique empêche le reflux des liquides de collecte.
- Une fois tous les voies aériennes du patient dégagées par le TVAC, prenez toutes les autres mesures nécessaires pour maintenir les voies aériennes dégagées.
- Consultez la section sur la mise au rebut pour mettre le dispositif au rebut correctement.
- Remarque: tout incident grave survenant en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente dont relève l'utilisateur ou le patient.

Alerte relative à l'isolement des substances organiques

L'utilisation de ce produit peut vous mettre en contact avec des fluides corporels contaminés. Utilisez toujours les procédures appropriées d'isolement des substances organiques et portez l'équipement de protection individuelle adéquat pour éviter tout contact avec des fluides contaminés.

Mise au rebut

Le TVAC est à usage unique. Il n'est pas réutilisable et est conçu pour être mis au rebut après usage. N'essayez pas de nettoyer ou de réutiliser ce dispositif. Il ne peut être réutilisé qu'une seule fois et doit ensuite être mis au rebut correctement. Mettez le TVAC au rebut de manière à garantir l'isolement des substances organiques potentiellement infectieuses. Pour retirer le TVAC au rebut, repoussez le tube dans la poire suffisamment loin pour que l'unité et les fluides contenus restent dans l'emballage d'origine. Scellez l'emballage d'origine grâce à sa fonction de fermeture facile. Retenez l'emballage pour éviter les fuites potentielles de BIOHAZARD (DANGER BIOLOGIQUE) situées en dessous. Mettez au rebut conformément à la réglementation locale sur les déchets biologiques.

Entreposage

Entreposer à des températures comprises entre -12° C et 60° C (10° F et 140° F).

Garantie limitée

Les produits et composants contenus dans cet emballage sont des dispositifs médicaux destinés à être utilisés uniquement par des professionnels de santé dûment formés. Tylek Medical Inc. garantit que les produits et composants sont exempts de tout défaut de matériel et de fabrication et qu'ils sont uniquement destinés à être utilisés en tant que dispositifs médicaux pour l'usage unique par des professionnels de santé dûment formés, et ce, sous 12 mois à compter de la date d'expédition par Tylek Medical Inc. Toute utilisation des produits ou composants autre que celle prévue annule cette garantie limitée. SAUF INDICATION CONTRAIRE DANS LES PRÉSENTS, TYLEK MEDICAL INC. N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, SUR LES PRODUITS OU LES COMPOSANTS ET REJETTE EXPRESSÉMENT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. Cet article est vendu et doit être utilisé strictement selon les conditions générales indiquées sur le site www.tylekmedical.com.

China

			
+1-855-TylekMD (898-3563)  Tylek Medical Inc. 8904 Beckett Rd., West Chester, OH 45609, US www.tylekmedical.com			
			

Description

El TVAC es un dispositivo de succión manual, compacto y monouso, destinado a extraer mucosidades, sangre, vómito y otras sustancias extrañas de la vía aérea. Dado que el TVAC se acciona manualmente, no necesita pilas, baterías ni ninguna otra fuente de alimentación externa. El TVAC consiste en un tubo de succión en plástico rígido, una perilla de succión y una bolsa de recogida para los líquidos aspirados. El reflujo del material aspirado se previene mediante válvulas unidireccionales. La robustez del TVAC permite almacenarlo durante períodos prolongados y utilizarlo al instante. Este producto NO contiene látex natural.

Precaución

El TVAC debe ser utilizado exclusivamente por personal que haya recibido la formación adecuada sobre los procedimientos de succión oral de la vía aérea. El uso inadecuado del TVAC podría causar lesiones. Utilice el TVAC siguiendo las indicaciones de las autoridades sanitarias pertinentes o de un médico. El TVAC no está diseñado para su uso en menores de ocho años.

Instrucciones para personal médico cualificado

- Extraiga el TVAC de su embotorio. Mantenga cerca el envoltorio, con el fin de utilizarlo para desechar el producto de misa al rebut.
- Sujete la perilla con una mano y el tubo de succión con la otra. IMPORTANTE: Estire el tubo de succión hasta que quede completamente extendido.
- Utilice la técnica de barrido con un dedo para extraer cualquier cuerpo extraño de la vía aérea del paciente.
- Apretete firmemente la perilla de succión.
- Mantenga la perilla completamente apretada mientras introduce el tubo de succión en la parte trasera de la garganta del paciente, orientando cuidadoso en no perder de vista el extremo.
- Afije la perilla con el fin de absorber el líquido de la vía aérea del paciente.
- Siga apretando y aflojando la perilla para recoger todos los líquidos en la bolsa. Una válvula unidireccional previene el reflujo de los fluidos aspirados.
- Una vez despegada la vía aérea del paciente mediante el TVAC, tome las medidas oportunas para impedir que vuelva a obtenerse.
- En la sección "Desechado del producto" se indica la forma adecuada de desecharlo.
- Nota: Toda incidencia grave que se produzca en relación con el producto deberá comunicarse tanto al fabricante como a la autoridad competente que corresponda al usuario o paciente.

Aviso sobre aislamiento de fluidos corporales

Durante el uso de este producto, el profesional podría entrar en contacto con fluidos corporales contaminados. Durante el uso de este producto, el profesional podría entrar en contacto con fluidos corporales contaminados. Durante el uso de este producto, el profesional podría entrar en contacto con fluidos corporales contaminados. Gueignee Verwenden zur Isolierung von Körpersubstanzen in Kombination mit persönlichen Schutzmaßnahmen wie Handschuhen und Augenschutz anwenden, um den Kontakt mit kontaminierten Flüssigkeiten zu verhindern.

Desechado del producto

El TVAC es de un solo uso. No se puede reutilizar y debe desecharse después de usarlo. No intente limpiar ni reutilizar este dispositivo. Se puede utilizar una única vez, tras lo cual deberá desecharse debidamente. Deseche el TVAC asegurándose de aislar debidamente los fluidos corporales potencialmente infecciosos. Para desechar el TVAC, empuje el tubo al interior de la perilla, lo suficiente para que la unidad y los fluidos que contiene queden en su envoltorio original. Selle el envoltorio original con su función de sellado fácil. Retire la cubierta de la etiqueta de RIESGO BIOLÓGICO para dejarla a la vista. Para desechar el producto, siga su normativa local de tratamiento de residuos de riesgo biológico.









Almacenamiento

Este dispositivo debe guardarse y almacenarse a temperaturas comprendidas entre -12° C 60° C (10° F a 140° F).

Garantía limitada

Los productos y componentes incluidos en este paquete son dispositivos médicos destinados exclusivamente a profesionales médicos debidamente cualificados. Tylek Medical Inc. garantiza que los productos y componentes están libres de defectos en cuanto a materiales y mano de obra. Dichos productos y componentes solo serán adecuados para su uso como dispositivos médicos y han sido diseñados específicamente para el propósito descrito en el manual correspondiente. Deberán ser utilizados exclusivamente por profesionales médicos debidamente cualificados en un plazo máximo de 12 meses contados desde la fecha de suministro por Tylek Medical Inc. Cualquier uso de los productos o componentes con un fin no especificado en este manual anulará esta garantía limitada. EXCEPTO COMO SE INDICA EN ESTE DOCUMENTO, TYLEK MEDICAL INC. NO OTORGA NINGUNA OTRA GARANTÍA IMPLÍCITA O EXPLÍCITA. MÁS ALLÁ DE LAS GARANTÍAS SOBRE PRODUCTOS Y COMPONENTES ESTABLECIDAS EN ESTE DOCUMENTO, Y DENIEGA ESPECÍFICAMENTE TODA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO. Este artículo se vende y utilizará de este producto se rigen estrictamente por nuestras condiciones, que pueden consultarse en www.tylekmedical.com.

China

			
+1-855-TylekMD (898-3563)  Tylek Medical Inc. 8904 Beckett Rd., West Chester, OH 45609, USA www.tylekmedical.com			
			

Beschreibung

Die kompakte Einweg-Absaugpumpe TVAC dient dem manuellen Entfernen von Schleim, Blut, Erbrochenem und anderen Substanzen aus den oberen Atemwegen. Da sie manuell betrieben wird, ist die TVAC-Pumpe nicht auf Batterien ni irgendeine andere Energiequelle angewiesen. Sie besteht aus einem Saugrohr aus Kunststoff, einer Saugkammer und einem Auffangbehälter für die abgesaugte Flüssigkeit. Eventuelle Verhinderungen im Rückfluss. Dank des robusten Materials ist die TVAC-Pumpe über einen längeren Zeitraum lagerbar und jederzeit sofort einsetzbar. Das Produkt enthält KEINEN Naturkautschuk.

Vorsicht

Die Absaugung der Atemwege mit der TVAC-Pumpe darf nur von entsprechend geschulten Personen durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann zu Verletzungen führen. Beim Einsatz der Pumpe ist gemäß den Anweisungen der zuständigen Rettungsdienst-Behörde oder eines Arztes zu verfahren. Die TVAC-Pumpe ist NICHT für den Einsatz bei Kindern unter 8 Jahren bestimmt.

Anleitung für geschultes medizinisches Personal

- Die TVAC-Pumpe aus der Verpackung nehmen und diese für die spätere Entsorgung aufbewahren.
- Mit einer Hand die Saugkammer und mit der anderen das Saugrohr greifen. WICHTIG: Das Saugrohr vollständig herausziehen.
- Fremdkörper mit den Fingern aus den Atemwegen des Patienten entfernen.
- Die Saugkammer fest zusammendrücken.
- Die Saugkammer in der zusammengeklappten Position halten und das Saugrohr in den Rachenbereich des Patienten einführen, jedoch nur soweit, wie er einsehbar ist.
- Die Saugkammer loslassen, damit die Flüssigkeit aus den Atemwegen abgesaugt wird.
- Mit dem Zusaumendrücken und Loslassen fortfahren, bis die gesamte Flüssigkeit entfernt ist.
- Ein Eventuelles Verhinderen dem Rückfluss von Flüssigkeit aus dem Auffangbeutel.
- Nachdem die Atemwege freigeigelt wurden, alle weiteren notwendigen Schritte unternehmen, um sie frei zu halten.
- Zur fachgerechten Entsorgung der Absaugpumpe siehe den Abschnitt „Entsorgung“.
- Hinweis: Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der für den Benutzer/Patienten zuständigen Stelle gemeldet werden.

Vorkehrungen zur Isolation von Körpersubstanzen

Die Verwendung dieses Produkts kann zu einem Kontakt mit kontaminierten Körperflüssigkeiten führen. Geeignete Verfahren zur Isolierung von Körpersubstanzen in Kombination mit persönlichen Schutzmaßnahmen wie Handschuhen und Augenschutz anwenden, um den Kontakt mit kontaminierten Flüssigkeiten zu verhindern.

Entsorgung

Die TVAC-Pumpe ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt. Sie ist nicht wiederverwendbar und daher nach Gebrauch zu entsorgen. Die Pumpe nicht versuchen zu reinigen oder neu zu verwenden. Nach dem einmaligen Gebrauch ordnungsgemäß entsorgen. Bei der Entsorgung ist darauf zu achten, dass die Isolation potenziell infektiöser Substanzen gewährleistet ist. Zur fachgerechten Entsorgung den Schlauch so weit in die Saugkammer zurückziehen, dass Pumpe und Auffangbehälter samt Inhalt in die Originalverpackung passen. Die TVAC-Originalpackung für die Entsorgung verwenden. Das Etikett von der Verpackung abziehen, damit das darunter liegende Warnsymbol für BIOGefährdung gut sichtbar ist. Gemäß den entsprechenden örtlichen Abfallsvorschriften entsorgen.

Lagerung

Trocken lagern bei Temperaturen zwischen -12 °C und 60 °C (10 °F und 140 °F).

Eingeschränkte Garantie

Die in dieser Packung enthaltenen Produkte und Komponenten sind Medizinprodukte, deren Anwendung entsprechend geschultem medizinischen Personal vorbehalten ist. Tylek Medical Inc. garantiert, dass die Produkte und Komponenten frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sind und für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum der Lieferung von Tylek Medical Inc. ausschließlich bei geschultem medizinischen Fachpersonal für den in diesem Handburch beschrieben Zweck als Medizinprodukte verwendet werden dürfen. Jegliche Verwendung der Produkte oder Komponenten über die beschriebene Verwendung hinaus führt zum Verlust dieser eingeschränkten Garantie. SOFEN HIER NICHT ANDERWEGS FESTGELEGT, ÜBERNIMMT TYLEK MEDICAL INC. KEINE ANDEREN AUSSDRÜCKLICH ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF DIE PRODUKTE UND KOMPONENTEN UND SCHLIESST INSBESONDERE JEDE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR MARKTGÄNGIGE ZULÄSSE, REPARATURSCHAFFUNG UND ERSATZTEILE AUS. Dieses Produkt wird ausschließlich für den Verkauf und die Anwendung dieses Artikels unterliegen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von www.tylekmedical.com.

China

			
+1-855-TylekMD (898-3563)  Tylek Medical Inc. 8904 Beckett Rd., West Chester, OH 45609, US www.tylekmedical.com			
			

Descrição

O TVAC é um dispositivo de aspiração manual compacto e de utilização única, destinado a desimpedir as vias respiratórias superiores de muco, sangue, vômito e de outras substâncias estranhas. Como o dispositivo TVAC é operado manualmente, não está dependente de baterias ou de qualquer outra fonte de alimentação externa. O dispositivo TVAC é constituído por um tubo de aspiração em plástico rígido, um balão de aspiração e um saco de recolha para os líquidos aspirados. O reflujo do conteúdo aspirado é impedido através das válvulas unidireccionais. A construção robusta do dispositivo TVAC permite o seu armazenamento durante períodos de tempo prolongados, bem como a sua pronta utilização. O produto NÃO contém látex de borracha natural.

Aviso

O dispositivo TVAC deve ser utilizado apenas por pessoal com formação adequada em procedimentos de aspiração das vias respiratórias por oral. A utilização indevida do dispositivo TVAC pode provocar ferimentos. Utilize o dispositivo TVAC como indicado pelo fabricante e de acordo com os termos e condições indicados em um médico. O dispositivo TVAC NÃO se destina a ser utilizado em crianças com menos de oito anos de idade.

Instruções para pessoal médico qualificado

- Retire o dispositivo TVAC da respetiva embalagem. Mantenha a embalagem próxima e pronta a ser utilizada como embalagem de eliminação.
- Segure o balão de aspiração com uma mão e o tubo de aspiração com a outra. IMPORTANTE: puxe o tubo de aspiração até que esteja totalmente estendido.
- Utilize os dedos para remover matéria estranha das vias respiratórias do paciente.
- Segure no balão de aspiração e aperte o mesmo com firmeza.
- Mantenha o balão de aspiração totalmente aberto, à medida que insere o tubo de aspiração na parte de trás da garganta do paciente, tendo o cuidado de não inserir o tubo além o campo de visão.
- Liberte o balão de aspiração que estava a apertar, permitindo assim a remoção de líquido das vias respiratórias do paciente.
- Continue a apertar e a libertar o balão de aspiração para remover todos os líquidos para o saco de recolha.
- Uma válvula unidireccional evitar o refluxo dos líquidos recolhidos.
- Assim que a via respiratória do paciente for desimpedida pelo dispositivo TVAC, tome quaisquer outros passos necessários para a manter desobstruída.
- Consulte a secção referente à eliminação, para proceder à eliminação correta do dispositivo.
- Nota: Qualquer incidente grave relacionado com o dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do país em que se encontra o utilizador/paciente.

Alerta de isolamento de substâncias corporais

A utilização deste produto pode resultar no contacto com fluidos corporais contaminados. Aplique procedimentos adequados de isolamento de substâncias corporais, bem como utilize equipamento de proteção pessoal, como luvas e proteção ocular, de modo a evitar o contacto com fluidos contaminados.

Eliminação

O dispositivo TVAC é de utilização única. Não é reutilizável e destina-se a ser descartado após a utilização. Não tente limpar ou reutilizar este dispositivo. Pode ser utilizado uma vez e depois deve ser devidamente eliminado. O dispositivo TVAC deve ser eliminado de forma a assegurar o isolamento de substâncias corporais potencialmente infecciosas. Para eliminar o dispositivo TVAC, empurre o tubo de suficiente para dentro do balão, de forma a unidade e os fluidos contidos caibam na respetiva embalagem original. Remova a etiqueta de perigo de risco biológico que está por baixo. Elimine em conformidade com os regulamentos locais referentes aos resíduos de risco biológico.


Armazenamento

Este dispositivo deve ser mantido seco e armazenado em temperaturas entre 10° F e 140° F (-12 °C e 60 °C).

Garantia limitada

Os produtos e componentes contidos nesta embalagem são dispositivos médicos destinados exclusivamente a serem utilizados por profissionais de saúde devidamente qualificados. A Tylek Medical Inc. garante que os produtos e componentes estão isentos de defeitos de material e de mão de obra, e são adequados apenas para utilização por profissionais de saúde devidamente qualificados. Os produtos e componentes foram projetados especificamente para o propósito descrito em o manual correspondente. Deberán ser utilizados exclusivamente por profesionales médicos debidamente cualificados en un plazo máximo de 12 meses contados desde la fecha de suministro por Tylek Medical Inc. Cualquier uso de los productos o componentes para un fin no especificado en este manual anulará esta garantía limitada. EXCEPTO CONFORME AQUÍ ESTABLECIDO, A TYLEK MEDICAL INC. NO DA OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, RELATIVAMENTE AOS PRODUTOS OU COMPONENTES PARA ALÉM DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA. ANULA ESTA GARANTIA LIMITADA. EXCETO CONFORME AQUÍ ESTABLECIDO, A TYLEK MEDICAL INC. NÃO DA OUTRAS GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, RELATIVAMENTE AOS PRODUTOS OU COMPONENTES PARA ALÉM DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA. ANULA ESTA GARANTIA LIMITADA. EXCETO CONFORME AQUÍ ESTABECIDO, A TYLEK MEDICAL INC. NÃO DETERMINA NENHUMA GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO E ADEQUAÇÃO A UM DETERMINADO FIM. Este artigo é vendido e deve ser utilizado estritamente de acordo com os termos e condições indicados em www.tylekmedical.com.






China

			
+1-855-TylekMD (898-3563)  Tylek Medical Inc. 8904 Beckett Rd., West Chester, OH 45609, US www.tylekmedical.com			
			

			
+1-855-TylekMD (898-3563)  Tylek Medical Inc. 8904 Beckett Rd., West Chester, OH 45609, US www.tylekmedical.com			
			

			
+1-855-TylekMD (898-3563)  Tylek Medical Inc. 8904 Beckett Rd., West Chester, OH 45609, US www.tylekmedical.com			
			

			
+1-855-TylekMD (898-3563)  Tylek Medical Inc. 8904 Beckett Rd., West Chester, OH 45609, US www.tylekmedical.com			
			

			
+1-855-TylekMD (898-3563)  Tylek Medical Inc. 8904 Beckett Rd., West Chester, OH 456			

